


Alles aus einer Hand

Eurim – Ihr Partner für hormonfreie Verhütung!



EURIM
PHARM



Individuelle Verhütung von



Kupfer-IUPs nach internationalem Standard

Alle von Eurim vertriebenen IUPs sind Nachbauten klassischer, seit langem am Markt bewährter Kupfer-IUPs. Die Wahl des geeigneten Kupfer-IUPs hängt im Wesentlichen von patientenindividuellen Wünschen und Voraussetzungen ab.

Der Körper des IUP besteht aus Kunststoff und ist spiralförmig mit Kupfer umwickelt. Die Beigabe von Bariumsulfat ermöglicht den radiologischen Nachweis des IUPs.

Der weiche Rückholfaden und die sichere, gut sitzende Kupferumwicklung verringern Irritationen. Die Gesamtoberfläche des Kupfers variiert zwischen 300 mm² und 380 mm² und bedingt somit eine unterschiedliche Liegedauer des IUPs im Körper (zwischen 5 und 10 Jahren). Die Reinheit des Kupfers beträgt 99,99 %. Unerwünschte allergische Reaktionen können somit ausgeschlossen werden.

Der Rückholfaden am unteren Ende des Kunststoffkörpers ist aus reißfestem Nylon. Eine sichere, reißfeste Sterilverpackung schützt unsere IUPs. Unsere Flexi-T Produkte werden in einem Blister verpackt.

Eurim Kupfer-IUPs sind nach dem umfassenden Qualitätsmanagementsystem (aktuell gültige ISO 13485) zertifiziert, das zahlreichen Kontrollen durch die nationalen Aufsichtsbehörden unterzogen wird. Alle Produkte tragen das international gültige CE-Kennzeichen und enthalten ausführliche Arzt- und Patienteninformationen nach neuem Standard (ISO 7439:2015).

Welches Eurim Kupfer-IUPs Sie auch immer wählen, Sie entscheiden sich damit für:

**Hormonfreie Verhütung
nach höchsten
Qualitätsstandards**

Hergestellt in Europa

- **Mona Lisa** NV, Belgien
- **PROSAN** Int. BV, Niederlande
- 100 % Mitglieder der EurimGruppe

Eurim Kupfer-IUPs

T-Safe[®] CU 380A QL

Optimaler, sicherer Sitz im Uterus: geringste Ausstoßraten.

T-Safe CU 380A QL

- Kupferoberfläche: 380 mm²
- Liegedauer: 10 Jahre
- IUP mit dem geringsten Pearl Index
- Einfaches und schnelles Laden des IUPs mit Hilfe des neuen Quick-Load-Systems.



CU-Safe[®] T 300

Gleiches Design wie „Flexi T-300“.
Einfaches, schmerzfreies Einführen und Entfernen.
Doppelt geführter Rückholfaden aus reißfestem Nylon.

CU-Safe T 300

- Kupferoberfläche: 300 mm²
- Liegedauer: 5 Jahre
- Ideal für Nullipara
- Auch für Uni- und Multipara mit geringeren Uterusgrößen
- Stammlänge: 29,2 mm



Höchste Qualität für Ihre Patientin

Neo-Safe® T CU 380 & 380 Mini

Gleiches Design wie „Nova T“.

Einfache Handhabung, schmerzfreies Einführen und Entfernen.

Erhältlich in 2 Versionen:

Neo-Safe T CU 380

- Kupferoberfläche: 380 mm²
- Liegedauer: 5 Jahre
- niedriger Pearl Index

Neo-Safe T CU 380 Mini

- identische Eigenschaften wie Neo-Safe T CU 380
- ideal geeignet für kurze Uteruslängen



Multi-Safe® CU 375 & 375 Short

Baugleich zum langjährig bewährten Bestseller „Multiload“.

Einhandtechnik zur Insertion.

Erhältlich in 2 Versionen:

Multi-Safe CU 375

- Kupferoberfläche: 375 mm²
- Liegedauer: 5 Jahre

Multi-Safe CU 375 Short

- identische Eigenschaften wie Multi-Safe CU 375
- kürzere Stammlänge (29,4 mm); ideal geeignet für kurze Uteruslängen



Hormonfreie Verhütung

Flexi-T® 300 & +300

Einfaches, schmerzfreies Einführen und Entfernen.
Einhandtechnik.
Einfach geführter Rückhohlfaden.

Flexi-T 300

- Kupferoberfläche: 300 mm²
- Liegedauer: 5 Jahre
- Kleinstes erhältliches Kupfer IUP
- Ideal geeignet für Nullipara

Flexi-T +300

- Identische Eigenschaften wie Flexi-T 300
- Stammlänge 32,0 mm
- Ideal geeignet für Uni- und Multipara



Flexi-T® +380

Einfaches, schmerzfreies Einführen und Entfernen.
Einhandtechnik.
Einfach geführter Rückhohlfaden.

Flexi-T +380

- Kupferoberfläche: 380 mm²
- Liegedauer: 5 Jahre
- Ideal geeignet für Uni- und Multipara



Wissenswertes zu Kupfer-IUPs von Eurim

Abmessungen/Liegedauer der Eurim Kupferspiralen:

Eurim Kupfer-IUPs	Breite (mm)	Länge (mm)	Maximale Liegedauer des IUPs im Körper	Empfohlene Uteruslänge
Multi-Safe CU 375	19,5	35,2	5 Jahre	6 – 9 cm
Multi-Safe CU 375 short	19,5	29,4	5 Jahre	5 – 8 cm
T-Safe CU 380A QL	31,9	35,9	10 Jahre	6 – 9 cm
CU-Safe T 300	22,9	29,2	5 Jahre	5 – 8 cm
Neo-Safe T CU 380	31,8	31,9	5 Jahre	6 – 9 cm
Neo-Safe T CU 380 Mini	24,0	30,0	5 Jahre	5 – 8 cm
Flexi-T 300	23,0	29,0	5 Jahre	≥ 5 cm
Flexi-T +300/+380	28,0	32,0	5 Jahre	≥ 6 cm

Die Anwendung von Kernspinuntersuchungen bei Frauen, die ein Kupfer-Intrauterin-pressar (CU-IUP) zur Empfängnisverhütung tragen, beeinträchtigt bei einer Stärke von bis zu 3,0 Tesla weder die MRT Untersuchungsergebnisse noch die Funktionsfähigkeit des Kupfer-IUPs.

Mehr Informationen auf www.eurim-iud.de und www.flexi-t.de

EurimPharm Arzneimittel GmbH
EurimPark 8
83416 Saaldorf-Surheim

Kundenservice
Tel.: +49 8654 7707-327 oder -301
info-iud@eurim.de